

Analizzatore ematologico automatico CC-5 Cell Clean A

Istruzioni per l'uso

ITA

Nome del prodotto:

Nome generale: Analizzatore ematologico automatico CC-5 Cell Clean A

Nome abbreviato: CC-5

Cat. No.

EBL2201009: 2 ml×6

Strumenti su cui il prodotto può essere utilizzato

Analizzatore ematologico automatico Maccura F 560
Analizzatore ematologico automatico Maccura F 560L Analizzatore
ematologico automatico Maccura F 560S Analizzatore
ematologico automatico Maccura F 580 Analizzatore
ematologico automatico Maccura F 580L Analizzatore
ematologico automatico Maccura F 580S Analizzatore ematologico automatico
JASDAQ DH-510 Ematologia automatica JASDAQ
DH-520 Analizzatore
JASDAQ DH-560 Analizzatore
ematologico automatico JASDAQ DH-580 Analizzatore ematologico automatico

Destinazione d'uso:

Questo dispositivo è destinato alla regolare pulizia dell'analizzatore
ematologico automatico Maccura.

Sommario:

Il prodotto viene utilizzato come soluzione di lavaggio per il mantenimento
dell'analizzatore ematologico.

Componenti dei reagenti:

Ipoclorito di sodio

Precauzioni e avvertenze:

- Solo per uso diagnostico in vitro.
 - Il foglietto illustrativo deve essere seguito di conseguenza.
 - I rifiuti liquidi e i materiali di imballaggio non degradabili dovrebbero essere raccolti e consegnati al centro di processo locale.
 - Gli operatori devono indossare indumenti e guanti protettivi.
 - Rischi chimici:
- Scheda di sicurezza disponibile per l'utente professionale su richiesta.
Questo kit contiene componenti classificati come segue in conformità con il
Regolamento (CE) n. 1272/2008:



Indicazioni di pericolo:

- H314 Provocare gravi ustioni cutanee e lesioni oculari.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

*P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Se presenti rimuovere le lenti
a contatto, se fattibile, e continuare a risciacquare.
P310 Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P321 Trattamento specifico (vedi su questa etichetta).
P405 Conservare chiuso a chiave.
P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con
normative locali/regionali/nazionali/internazionali.*

Consigli di prudenza:

EUH031 Il contatto con gli acidi libera gas tossici.



Questo prodotto contiene ingredienti chimici. Il Contatto con la pelle o
mucose deve essere evitato. Se il prodotto entra accidentalmente in contatto
con occhi, bocca o pelle, sciacquare con acqua corrente e se necessario
contattare un medico.

Conservazione e stabilità:

Il prodotto non aperto è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola,
se conservato in posizione verticale a 2°C~30°C e tenuto al riparo dalla luce solare.
Dopo l'apertura, questo prodotto è stabile per 60 giorni.
Non utilizzare CC-5 oltre la data di scadenza.

Procedura di analisi:

Seguire le procedure descritte nel Manuale dell'utente dell'analizzatore.

Vigilanza:

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo prodotto, contattare il
fabbricante e riferire all'autorità locale competente.

Cronologia delle revisioni:

N.	Revisione	Data	Descrizione della variazione
1	V01	2022.5.5	Versione iniziale della registrazione IVDR
2	V1.1	2022.9.30	Cambiamento di alcuni termini

Bibliografia:

- 1.Shang Hong et al., Procedure di laboratorio clinico nazionale (4a edizione).
Casa editrice medica del popolo, 2015: 5-16.



Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Address: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
Website: www.maccura.com
E-mail: maccura@maccura.com



Humiss International B.V.
Address: Joop Geesinkweg 701, 1114 AB
Amsterdam-Duivendrecht, the Netherlands
E-mail: ce-tech@humiss.com

Simboli da utilizzare in etichetta:

Definizione	Simboli
	TENERE LONTANO DALLA LUCE SOLARE
	LIMITE DI TEMPERATURA
	DISPOSITIVO MEDICO-DIAGNOSTICO IN VITRO
	TENERE VERSO L'ALTO
	BUTTARE NEL CESTINO DOPO L'USO
	MATERIALE RICICLABILE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
	CODICE LOTTO
	NUMERO DI CATALOGO
	DATA DI SCADENZA
	DATA DI PRODUZIONE DEL FABBRICANTE
	FABBRICANTE
	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELL'UE
	CODICE IDENTIFICATIVO UNICO DEL DISPOSITIVO
	ATTENZIONE